

# Contam Swab


mikrobiologická kontrola povrchů



Test	Balení	Ref.
Contam Swab <b>Kontaminace</b>	30 testů	86100
Contam Swab <b>E.coli-koliformní bakterie</b>	30 testů	86101
Contam Swab <b>Listeria</b>	30 testů	86102
Contam Swab <b>Salmonella</b>	30 testů	86103
Contam Swab <b>Kvasinky &amp; Plísňě</b>	30 testů	86105
Contam Swab <b>MRSA</b> (methicilin rezistentní <i>Staph. aureus</i> )	30 testů	86104

## Výhody

- ✓ Snadné použití
- ✓ Jednoznačná změna zbarvení agaru
- ✓ Žádná další činidla
- ✓ Výsledky za 18/24 hodin
- ✓ Detekční limit 10 KTJ/ml



**Liofilchem srl**


Zona Industriale, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE), Italy

Tel +39 0858930745


[www.liofilchem.com](http://www.liofilchem.com)

Headquarter, Manufacturing Site, International distribution


### Contam Swab **Kontaminace**




### Contam Swab **E. coli - koliformy**




### Contam Swab **Listeria**






### Contam Swab **Salmonella**



### Contam Swab **Kvasinky & Plísně**



### Contam Swab **MRSA**



**Liofilchem srl**

Zona Industriale, 64026 Roseto degli Abruzzi (TE), Italy

Tel +39 0858930745

www.liofilchem.com

Headquarter, Manufacturing Site, International distribution

  
**BIOING**

Dodavatel v ČR:

Bioing, s.r.o., U Hřiště 175/15, 664 91 Ivančice

Tel: +420 776 054 558, +420 724 260 925

www.bioing.cz • info@bioing.cz