

## Cherwell produktový list: radiačně ozářené kontaktní misky

Kód	Položka	Popis
5.0113	Irradiated D/E Neutralising Agar	55mm kontaktní miska s trojprůduchem. 17ml média. Trojobal. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.0112	Irradiated D/E Neutralising Agar	55mm kontaktní miska s trojprůduchem. 17ml média. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.0262	Irradiated D/E Neutralising Agar + Penicillinase 250	55mm kontaktní miska s trojprůduchem. 17ml média. Trojobal. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.0088	Irradiated Malt Extract 1.6% Agar + Neutraliser No.4	55mm kontaktní miska s trojprůduchem. 17ml média. Trojobal. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.0053	Irradiated Malt Extract Agar	55mm kontaktní miska s trojprůduchem. 17ml média. Trojobal. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.005	Irradiated Malt Extract Agar	55mm kontaktní miska s trojprůduchem. 17ml média. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.0252	Irradiated Sabouraud Dextrose 1.6% Agar + 0.07% Lecithin + 0.5% Tween 80	55mm kontaktní miska s trojprůduchem. 17ml média. Trojobal. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.0251	Irradiated Sabouraud Dextrose 1.6% Agar + 0.07% Lecithin + 0.5% Tween 80	55mm kontaktní miska s trojprůduchem. 17ml média. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.0109	Irradiated Sabouraud Dextrose 1.6% Agar + Neutraliser No.4	55mm kontaktní miska s trojprůduchem. 17ml média. Trojobal. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.0108	Irradiated Sabouraud Dextrose 1.6% Agar + Neutraliser No.4	55mm kontaktní miska s trojprůduchem. 17ml média. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.0084	Irradiated Sabouraud Dextrose 2% Agar	55mm kontaktní miska s trojprůduchem. 17ml média. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.0131	Irradiated Sabouraud Dextrose 2% Agar + 0.07% Lecithin + 0.5% Tween 80	55mm kontaktní miska s trojprůduchem. 17ml média. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.012	Irradiated Sabouraud Dextrose 2% Agar + Neutraliser No.4	55mm kontaktní miska s trojprůduchem. 17ml média. Trojobal. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.0154	Irradiated Sabouraud Dextrose Agar	55mm kontaktní miska s trojprůduchem a QR kódem. 17ml média. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.001	Irradiated Sabouraud Dextrose Agar	55mm kontaktní miska s trojprůduchem, s vyznačenou expirací. 17ml média. Trojobal. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.0008	Irradiated Sabouraud Dextrose Agar	55mm kontaktní miska s trojprůduchem. 17ml média. Trojobal. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.0005	Irradiated Sabouraud Dextrose Agar	55mm kontaktní miska s trojprůduchem. 17ml média. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.0165	Irradiated Tryptone Soya 1.6% Agar + 0.07% Lecithin + 0.5% Tween 80	55mm kontaktní miska s trojprůduchem a QR kódem. 17ml média. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.0277	Irradiated Tryptone Soya 1.6% Agar + 0.07% Lecithin + 0.5% Tween 80	55mm kontaktní miska s trojprůduchem. 17ml média. Trojobal. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.0275	Irradiated Tryptone Soya 1.6% Agar + 0.07% Lecithin + 0.5% Tween 80	55mm kontaktní miska s trojprůduchem. 17ml média. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.017	Irradiated Tryptone Soya 1.6% Agar + 0.07% Lecithin, 0.5% Tween 80 + Penicillinase 250	55mm kontaktní miska s trojprůduchem a QR kódem. 17ml média. Trojobal. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.0193	Irradiated Tryptone Soya 1.6% Agar + 0.07% Lecithin, 0.5% Tween 80 + Penicillinase 250	55mm kontaktní miska s trojprůduchem. 17ml média. Trojobal. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.02	Irradiated Tryptone Soya 1.6% Agar + Neutraliser No.4	55mm kontaktní miska s trojprůduchem. 17ml média. Trojobal. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.0197	Irradiated Tryptone Soya 1.6% Agar + Neutraliser No.4	55mm kontaktní miska s trojprůduchem. 17ml média. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.0293	Irradiated Tryptone Soya 1.6% Agar + Neutraliser No.4 + 1% Glucose	55mm kontaktní miska s trojprůduchem, vyznačenou expirací. 17ml média. Trojobal. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.0223	Irradiated Tryptone Soya 1.6% Agar + Neutraliser No.4 + Penicillinase 250	55mm kontaktní miska s trojprůduchem. 17ml média. Trojobal. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.0231	Irradiated Tryptone Soya 1.6% Agar + Neutraliser No.4 + $\beta$ -Lactamase 100	55mm kontaktní miska s trojprůduchem. 17ml média. Trojobal. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.0059	Irradiated Tryptone Soya 2% Agar	55mm kontaktní miska s trojprůduchem. 17ml média. Trojobal. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.0058	Irradiated Tryptone Soya 2% Agar	55mm kontaktní miska s trojprůduchem. 17ml média. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.0289	Irradiated Tryptone Soya 2% Agar + 0.07% Lecithin + 0.5% Tween 80	55mm kontaktní miska s trojprůduchem. 17ml média. Trojobal. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.029	Irradiated Tryptone Soya 2% Agar + 0.07% Lecithin + 0.5% Tween 80	55mm kontaktní miska s trojprůduchem. 17ml média. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.0099	Irradiated Tryptone Soya 2% Agar + Neutraliser No.4	55mm kontaktní miska s trojprůduchem. 17ml média. Trojobal. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.003	Irradiated Tryptone Soya Agar	55mm kontaktní miska s trojprůduchem, vyznačenou expirací. 17ml média. Trojobal. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.0024	Irradiated Tryptone Soya Agar	55mm kontaktní miska s trojprůduchem. 17ml média. Trojobal. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.002	Irradiated Tryptone Soya Agar	55mm kontaktní miska s trojprůduchem. 17ml média. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.013	Irradiated Tryptone Soya Agar + 1% Glucose	55mm kontaktní miska s trojprůduchem. 17ml média. Trojobal. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.0073	Irradiated Tryptone Soya Agar + Penicillinase 250	55mm kontaktní miska s trojprůduchem. 17ml média. Trojobal. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.0072	Irradiated Tryptone Soya Agar + Penicillinase 250	55mm kontaktní miska s trojprůduchem. 17ml média. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.
5.0078	Irradiated Tryptone Soya Agar + $\beta$ -Lactamase 100	55mm kontaktní miska s trojprůduchem. 17ml média. Trojobal. Ve sloupci 10 misek. Balení 10 sloupců.