

Cherwell produktový list: přednalité Petriho misky 55 mm

Kód	Položka	Popis
4.0116	Lysine Medium	PM 55mm se 6 průduchy. Objem média 9.5ml. Balení po 10.
4.019	Malt Extract Agar	PM 55mm se 6 průduchy. Objem média 9.5ml. Balení po 10.
4.0118	Raka-Ray Agar	PM 55mm se 6 průduchy. Objem média 9.5ml. Balení po 10.
4.0235	Sabouraud Dextrose Agar	PM 55mm se 6 průduchy. Objem média 9.5ml. Balení po 10.
4.0247	Tryptone Soya Agar	PM 55mm se 6 průduchy. Objem média 9.5ml. Balení po 10.
4.0114	W L D Agar	PM 55mm se 6 průduchy. Objem média 9.5ml. Balení po 10.
4.0112	W L Nutrient Agar	PM 55mm se 6 průduchy. Objem média 9.5ml. Balení po 10.