

Cherwell produktový list: radiačně ozářené misky balené v Barrier Pack

Kód	Položka	Popis
5.0255	Irradiated Sabouraud Dextrose 1.6% Agar + 0.07% Lecithin + 0.5% Tween 80	55mm kontaktní miska s trojprůduchem, 17 ml média. Barrier Pack. 10 misek ve sloupci, v balení 10 sloupců.
5.0106	Irradiated Sabouraud Dextrose 1.6% Agar + Neutraliser No.4	55mm kontaktní miska s trojprůduchem, 17 ml média. Barrier Pack. 10 misek ve sloupci, v balení 10 sloupců.
5.0018	Irradiated Sabouraud Dextrose Agar	55mm kontaktní miska s trojprůduchem, 17 ml média. Barrier Pack. 10 misek ve sloupci, v balení 10 sloupců.
5.0579	Irradiated Tryptone Soya 1.6% Agar + 0.07% Lecithin + 0.5% Tween 80	55mm kontaktní miska s trojprůduchem, 17 ml média. Barrier Pack. 10 misek ve sloupci, v balení 10 sloupců.
5.022	Irradiated Tryptone Soya 1.6% Agar + Neutraliser No.4	55mm kontaktní miska s trojprůduchem, 17 ml média. Barrier Pack. 10 misek ve sloupci, v balení 10 sloupců.
5.0219	Irradiated Tryptone Soya 1.6% Agar + Neutraliser No.4	55mm kontaktní miska s trojprůduchem, 17 ml média. Barrier Pack. 10 misek ve sloupci, v balení 10 sloupců.
5.0236	Irradiated Tryptone Soya 2% Agar + Neutraliser No.4 + b-Lactamase 100	55mm kontaktní miska s trojprůduchem, 17 ml média. Barrier Pack. 10 misek ve sloupci, v balení 10 sloupců.
5.0044	Irradiated Tryptone Soya Agar	55mm kontaktní miska s trojprůduchem, 17 ml média. Barrier Pack. 10 misek ve sloupci, v balení 10 sloupců.
5.0235	Irradiated Tryptone Soya 2% Agar + Neutraliser No.4 + b-Lactamase 100	55mm kontaktní miska s trojprůduchem, 17 ml média. Barrier Pack. 3 misky ve sloupci, v balení 20 sloupců.
5.0019	Irradiated Sabouraud Dextrose Agar	90mm PM s jedním průduchem, 18 ml média. Barrier Pack. 10 misek ve sloupci, v balení 15 sloupců.
5.0269	Irradiated Tryptone Soya 1.6% Agar + 0.07% Lecithin + 0.5% Tween 80	90mm PM s jedním průduchem, 18 ml média. Barrier Pack. 10 misek ve sloupci, v balení 15 sloupců.
5.0212	Irradiated Tryptone Soya 1.6% Agar + Neutraliser No.4	90mm PM s jedním průduchem, 18 ml média. Barrier Pack. 10 misek ve sloupci, v balení 15 sloupců.
5.0045	Irradiated Tryptone Soya Agar	90mm PM s jedním průduchem, 18 ml média. Barrier Pack. 10 misek ve sloupci, v balení 15 sloupců.
5.0107	Irradiated Sabouraud Dextrose 1.6% Agar + Neutraliser No.4	90mm PM s jedním průduchem, 27 ml média. Barrier Pack. 10 misek ve sloupci, v balení 15 sloupců.
5.0273	Irradiated Tryptone Soya 1.6% Agar + 0.07% Lecithin + 0.5% Tween 80	90mm PM s jedním průduchem, 27 ml média. Barrier Pack. 10 misek ve sloupci, v balení 15 sloupců.
5.0216	Irradiated Tryptone Soya 1.6% Agar + Neutraliser No.4	90mm PM s jedním průduchem, 27 ml média. Barrier Pack. 10 misek ve sloupci, v balení 15 sloupců.
5.0294	Irradiated Tryptone Soya 2% Agar + Neutraliser No.4 + Penicillinase 250	90mm PM s jedním průduchem, 27 ml média. Barrier Pack. 10 misek ve sloupci, v balení 15 sloupců.
5.024	Irradiated Tryptone Soya 2% Agar + Neutraliser No.4 + b-Lactamase 100	90mm PM s jedním průduchem, s uvedenou expirací, 27 ml média. Barrier Pack. 4 misky ve sloupci, v balení 30 sloupců.
5.0141	Irradiated Tryptone Soya Agar + 1% Glucose	90mm PM s trojprůduchem, s uvedenou expirací, 21 ml média. Barrier Pack. 10 misek ve sloupci, v balení 15 sloupců.